

DECÁLOGO

PARA EL MANTENIMIENTO Y USO DE CARROS DE EMERGENCIA

UBICACIÓN

1

El carro debe estar **señalizado, identificado y accesible**



REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

2

Emplea **listas de verificación** para la revisión del carro de emergencias con la **firma** del responsable de su mantenimiento



3

El personal **médico, enfermero y técnico debe conocer el contenido y la disposición** de los dispositivos, materiales y fármacos

4

Revisa el carro de emergencias una vez por turno y/o cada 24 horas en áreas de cuidados críticos. En otras áreas se recomienda una vez por semana



5

El equipamiento y los medicamentos utilizados se deben **reponer tras su uso**

6

Revisa las **caducidades** de los fármacos una vez al mes y retíralos un mes antes de su fecha de caducidad



7

Realiza el chequeo del **monitor-desfibrilador** una vez por turno y/o según indicaciones del fabricante

DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO

8

Ordena el material por compartimentos (A-B o azul para vía aérea-ventilación y C o rojo para vía venosa-circulación) y los fármacos por principio activo y orden alfabético (A-Z)



9

El carro de emergencias **solo debe incluir el equipamiento y fármacos necesarios** para reanimación cardiopulmonar y emergencias que amenazan la vida



10

Actualiza el equipamiento de acuerdo con las guías de reanimación cardiopulmonar

¡TU FEEDBACK ES VALIOSO!



PROYECTO COLABORATIVO:
GT REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y SOPORTE VITAL
GRUPO DE TRABAJO FORMACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO

AVALADO POR:



RECOMENDADO POR:

